



# Spinální jehla

Kat. č. DFX-N6  
DFX-N6/1  
DFX-N8  
DFX-N8/1

## POPIS

Produktová řada spinálních jehel DFX-N se vyznačuje zkoseným hrotem pro hladší pronikání a lepší kontrolu. Jehla má dvě další zkosení na zadní straně hrotu ke snížení laterální odchylky, což umožňuje skutečné navádění k cíli. Rozdílná zkosení mezi jehlou a styletem brání zanesení tkání. Každá jehla je sterilní a jednorázová. Spinální jehla se zasouvá do ploténky pod fluoroskopickým naváděním k získání standardního diskogramu.

## INDIKACE

Produktová řada spinálních jehel DFX-N je určena k podávání anestetik při místní anestézii.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Všechny postupy s využitím spinální jehly by měly být prováděny kvalifikovaným zdravotnickým personálem. Kvalifikovaný zdravotnický personál zodpovídá za použití vhodných kroků a dodržování správných postupů k zamezení potenciálních komplikací, které mohou nastat v souvislosti se spinálními jehlami.

## STERILITA/MANIPULACE

Produktová řada spinálních jehel DFX-N se dodává sterilní a je určena POUZE K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ. NESMÍTE je čistit, opakovaně sterilizovat nebo používat. Kvůli čištění, opakované sterilizaci nebo opakovanému použití může být pacient vystaven riziku přenosu infekční choroby. Před použitím zkontrolujte obal, zda není poškozený, což by mohlo ohrozit sterilitu. Před použitím i během postupu kontrolujte jehlu, zda nevykazuje viditelné známky poškození, jako jsou například praskliny nebo trhliny v izolaci, uvolněná nebo oddělená izolace, nebo poškození hrotu. Produkt je sterilní, dokud není otevřen nebo poškozen obal jednotlivé jehly a dokud nebylo překročeno datum expirace sterility.

## VAROVÁNÍ

Kontraindikováno je použití celkové anestezie. Zákrok se provádí v lokální anestézii a/nebo ve stavu sedace, aby bylo možné sledovat pacientovy projevy při dráždění nervových kořenů.

K ověření polohy zařízení během zákroku je třeba provádět nepřetržité fluoroskopické zobrazování v předozadním (AP) a laterálním pohledu.

## ZÁRUKA

Společnost **Elliquence, LLC** zaručuje, že tento produkt je bez vad na materiálu i ve zpracování. Produktová řada spinálních jehel DFX-N je určena k podávání anestetik při místní anestézii.

Společnost **Elliquence, LLC** nezodpovídá za jakýkoliv produkt, který je opakovaně sterilizovaný, a společnost **Elliquence** nepřijme zpět ani k výměně žádné produkty, které byly otevřeny a nepoužity.

Společnost **Elliquence, LLC** nezodpovídá za náhodné nebo následné škody jakéhokoliv druhu.



### elliquence, LLC.

2455 Grand Avenue  
Baldwin, NY 11510 U.S.A.  
+1(516)277-9000 • Fax:+1(516)277-9001  
www.elliquence.com



### EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20  
2514 AP Haag  
Nizozemí



Označení CE a identifikační číslo oznámeného subjektu. Produkt splňuje nezbytné požadavky směrnice o zdravotnických prostředcích.



- Sterilizováno ethylenoxidem (EtO)



- Číslo šarže



- Latex Zdarma



- Opakovaně nesterilizujte



- Upozornění



- Doba použitelnosti - rok a měsíc



- Nepoužívejte opakovaně



- Nepoužívejte, pokud je obal poškozen



- Pouze na předpis