



kat. č. N6-D4  
N6-D4/1  
N6-D5  
N6-D5/1

# Přístupová jehla

## Popis

Elliquence Access Needle je jehla 16 gauge určená k použití jako vodičko a přístupová kanyla při chirurgických zákrocích. Přístupová jehla je navržena pro kompatibilitu s bipolárním systémem Trigger-Flex® Dart. Každá jehla je sterilní a na jedno použití.

## Indikace

Přístupová jehla je určena k použití jako vodičko a přístupová kanyla při chirurgických zákrocích.

## Upozornění

Všechny postupy používající přístupovou jehlu by měl provádět kvalifikovaný zdravotnický personál. Kvalifikovaný zdravotnický personál je odpovědný za přijetí příslušných kroků a dodržování příslušných postupů, aby se předešlo možným komplikacím, které mohou nastat při použití přístupové jehly.

## STERILITA / MANIPULACE

Přístupová jehla je dodávána sterilní a je určena POUZE K JEDINÉMU POUŽITÍ. NEČISTĚTE, znovu sterilizujte ani znovu nepoužívejte. Čištění, resterilizace nebo opětovné použití může také pacienta vystavit riziku přenosu infekčních onemocnění. Před použitím zkontrolujte obal, zda není poškozený, což by mohlo narušit sterilitu. Před použitím a během postupu zkontrolujte jehlu, zda neobsahuje viditelné známky poškození, které může zahrnovat praskliny nebo praskliny v izolaci, uvolněnou nebo oddělenou izolaci nebo poškození špičky. Produkt je sterilní, pokud jednotlivé balení přístupové jehly není otevřeno nebo poškozeno a nevypršela sterilní doba použitelnosti.

## Upozornění

Použití celkové anestezie je kontraindikováno. Procedura se provádí v lokální anestézii a / nebo sedaci při vědomí, aby bylo možné pacientovi sledovat příznaky podráždění nervových kořenů.

## Upozornění

Kontinuální fluoroskopické zobrazování v A / P a Během postupu by se měly provádět boční pohledy, aby se ověřilo umístění zařízení.

## Likvidace:

Infikované zdravotnické prostředky musí být zlikvidovány jako lékařský / biologicky nebezpečný odpad a nemohou být zahrnuty do programů likvidace / recyklace použitých elektronických zařízení. Likvidace zařízení a příslušenství musí být v souladu s místními předpisy pro likvidaci.

## Zaruka

Elliquence, LLC zaručuje, že tento výrobek neobsahuje vady materiálu ani zpracování.

Elliquence, LLC nebude odpovědná za žádný produkt, který je resterilizován, ani nepřijme Elliquence k úvěru nebo výměně žádný produkt, který byl otevřen a nepoužíván.

Elliquence, LLC nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo následné škody jakéhokoli druhu.



elliquence, LLC.  
2455 Grand Avenue  
(516) 277-9000 • Fax: (516) 277-9001  
www.elliquence.com

Baldwin, New York 11510 U.S.A.



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



CE mark and Identification number of Notified Body.  
The product meets the essential requirements of the  
Medical Device Directive.



- Sterile using Ethylene Oxide (EtO)



- Lot Number



- Přečtěte si návod k použití



Nesterilizujte  
- Upozornění



- Nepoužívejte opakovaně



- Nepoužívejte, pokud je balení poškozeno



- Pouze na předpis



- Bez latexu



IN 0074 D 20210118