

# OLAES® MODULAR BANDAGE

Č. části 10cm obvazu: **OAL-4** | Č. části 15cm obvazu: **OAL-6** | Č. části 10cm plochého

balení: **OALFP-4**

Skladové číslo NATO: **6510-01-558-3342**

US PATENT-7,652,190 další patenty (USA a zahraniční) čekají na vyřízení.



## POKyny K POUŽITÍ


### Postup použití obvazu

1




Roztrhněte obal

2




Natáhněte

3



Vyjměte gázu

4



Umístěte gázu na ránu

5




Přiložte nahoru obvaz

6



Omotejte

7



Zajistěte

CE 1984

STERILE R



TACTICAL MEDICAL SOLUTIONS, LLC

TELEFONNÍ  
ČÍSLO 864 224 0081  
BEZPLATNÉ ČÍSLO 1 888 822 6331  
FAX 864 224 0064  
E-MAIL info@tacmedsolutions.com  
WEBOVÉ STRÁNKY tacmedsolutions.com  
1250 Harris Bridge Road, Anderson, SC 29621



VERZE 2.0